

Výhradní distributor pro ČR



5900 8200 Lotus / 5900 8250 Lotus compact / 5900 8270 Lotus XL

Lotus aktivní pomůcky pro vstávání

Aktivní pomůcka pro vstávání s mechanickým rozložením nohou.

Lotus je aktivní pomůcka určená pro osoby, které ještě mohou samostatně stát a mají dostatečnou stabilitu středu těla, ale mohou mít potíže s chůzí nebo nemohou chodit. Pečovatelé mohou klienta bezpečně a efektivně přemístit poté, co se posadí na Lotus.

Vozík Lotus je určen pro krátké přesuny, například pro přesun z postele na toaletu. Protože klient zaujímá aktivní polohu vsedě, je k návratu do stojné polohy nutná menší námaha. Klientovi i ošetřovateli je zajištěno optimální pohodlí. Vozík Lotus je vybaven otočnými sedacími prvky, pohodlnou oporou dolních končetin a funkcí rozkročení nohou. Funkce rozkročení nohou umožňuje přiblížení vozíku Lotus ke klientovi, což mu umožňuje aktivně se posadit. **Vozík Lotus povzbuzuje klienta k aktivní účasti na přesunech, což pomáhá trénovat svaly a podporuje samostatnost.**

Modely **Lotus** a **Lotus XL** jsou určeny pro uživatele s průměrnou výškou mezi 165 cm a 195 cm.

Model **Lotus compact** je určen pro uživatele s průměrnou výškou od 135 cm do 165 cm.



5900 8200 Lotus

Lotus a Lotus compact:

- Maximální zatížení 200 kg.

Lotus XL:

- Maximální zatížení 227 kg.
- Mimořádně široký prostor mezi sedáky.

Lotus, Lotus compact a Lotus XL:

- Pohodlné podpěry dolních končetin.
- Otočné sedací části, opatřené západkou
- Mechanické rozkládání nohou.
- Variabilní kontaktní body.
- Ideální úhel sezení.
- Pohodlná rukojeť pro ovládání.
- Ložiskové otočné body.
- Robustní nášlapná deska.
- 2 plastová otočná kola s aretací a brzdou.
- Výškově nastavitelná opěrka nohou.
- Antibakteriální povlak na rámu.
- Hladký povrch pro optimální čištění a dezinfekci





Vhodné pro osoby s velmi mírně až středně omezenou pohyblivostí.



5900 8250 Lotus compact



5900 8270 Lotus XL



Rotační části sedadla.





Mechanické rozložení základny.



Nastavitelné rozložení nohou.



Variabilní kontaktní body.



Uzamčení kol.




Pohodlná opora dolních končetin.


Technické specifikace

ID	Popis produktu	Materiál	Nosnost v kg	Délka x šířka x výška	Šířka nožiček	Mechanické rozložení základny	Hmotnost v kg	Výška uživatelé
5900 8200	Lotus	ocel	200 kg	96 cm x 66 cm x 110 cm	66 cm	49 cm - 86 cm	32	165 cm - 195 cm
5900 8250	Lotus compact	ocel	200 kg	96 cm x 66 cm x 101 cm	66 cm	49 cm - 86 cm	32	135 cm - 165 cm
5900 8270	Lotus XL	ocel	227 kg	96 cm x 71 cm x 110 cm	66 cm	49 cm - 86 cm	32	165 cm - 195 cm



Lotus



Lotus compact



Lotus XL



Výhradní distributor pro Českou republiku:
Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24 110 00 Praha 1
Tel.: 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz,
Web: www.cleanlife.cz
Copyright 2025 Loptal. Všechna práva vyhrazena.

